



# OMNIS Coulometer Module sin agitador

2.1019.0010

Coulometer Module sin agitador magnético para conexión a un OMNIS Titrator o un OMNIS Coulometer con el fin de añadir una interfaz de medida.

## Partes/accesorios 2.1019.0010

| Qt.   | Order no.   | Descripción                                    |
|-------|-------------|------------------------------------------------|
| 1 PCS | 1.1019.0010 | OMNIS Coulometer Module sin agitador           |
|       |             | OMNIS Coulometer Module sin agitador magnético |



## Accesorios opcionales

| Order no.   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.05406.000 | Juego KFC para OMNIS Coulometer con electrodo generador con diafragma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|             | Set de accesorios completo para la titulación Karl Fischer coulométrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| 6.05406.010 | Juego KFC para OMNIS Coulometer con electrodo generador sin diafragma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|             | Set de accesorios completo para la titulación Karl Fischer coulométrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| 2.1009.0010 | OMNIS Solvent Module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | OMNIS Solvent Module para la adición segura del disolvente y la extracción del contenido del recipiente de titulación sin contacto con los reactivos. Nueva versión mejorada, resistente al cloroformo, clorobenceno, xilol y ácido acético glacial (requiere la versión OMNIS 4.4.1 o superior). Control manual o control por OMNIS Software para una máxima facilidad de uso. Incluye accesorios, botella de disolvente y botella de residuos. |                                                                                       |
| 6.1446.220  | Tapón de recambio de reactivo Solvent Module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|             | Tapón para el recambio de reactivo en una celda de titulación coulométrica con un Solvent Module.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |

6.02102.010 Cable MDL macho/hembra de 0,5 m

Cable de conexión para dispositivos OMNIS con conector MDL (0,5 m)



---

6.02102.020 Cable MDL macho/hembra de 1 m

Cable de conexión para dispositivos OMNIS con conector MDL (1 m)



---

6.02102.030 Cable MDL macho/hembra de 2 m

Cable de conexión para dispositivos OMNIS con conector MDL (2 m)



---

6.02102.040 Cable MDL macho/hembra de 5 m

Cable de conexión para dispositivos OMNIS con conector MDL (5 m)



6.02102.050

Cable MDL macho/hembra de 10 m

Cable de conexión para dispositivos OMNIS con conector MDL (10 m)

