



Ionizador para 864 Robotic Balance Sample Processor, 115 V

2.136.0305

Ionizador (HAUG) para 864 Robotic Balance Sample Processor con fuente de alimentación para 115 V.

Partes/accesorios 2.136.0305

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.136.0305	Ionizador para 864 Robotic Balance Sample Processor, 115 V

Ionizador (HAUG) para 864 Robotic Balance Sample Processor con fuente de alimentación para 115 V.



1 PCS

6.9013.000

Ionisation rod for ionizer

The ionisation rod is mounted with the holder (6.2057.160) to the 864 Robotic Balance Sample Processor.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2057.160	Soporte para barra de ionización para 864 Robotic Balance Sample Processor

