



Ionizador para 864 Robotic Balance Sample Processor, 230 V

2.136.0306

Ionizador (HAUG) para 864 Robotic Balance Sample Processor con fuente de alimentación para 230 V.

Partes/accesorios 2.136.0306

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.136.0306	Ionizador para 864 Robotic Balance Sample Processor, 230 V
		Ionizador (HAUG) para 864 Robotic Balance Sample Processor con fuente de alimentación para 230 V.



1 PCS

6.9013.000

Ionisation rod for ionizer

The ionisation rod is mounted with the holder (6.2057.160) to the 864 Robotic Balance Sample Processor.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2057.160	Soporte para barra de ionización para 864 Robotic Balance Sample Processor

