



Impresora térmica Custom Q3X

2.142.0100

Impresora compacta con interface USB para

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cable 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer

Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB 6.2151.120.

Partes/accesorios 2.142.0100

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.142.0100	Impresora térmica Custom Q3X
Impresora compacta con interface USB para		
• 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter • Eco Dosimat / Titrator		
Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB 6.2151.120.		



1 PCS	6.2151.120	Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m
Para conexión de aparatos USB.		



1 PCS	6.9001.050	Papel térmico para Custom Neos-N / Q3X
Papel térmico de 60 mm / 25 m para Custom Neos-N / Q3X.		
Novedad: 25 años de legibilidad si se almacena correctamente.		
1 rollo		



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.9001.050	Papel térmico para Custom Neos-N / Q3X Papel térmico de 60 mm / 25 m para Custom Neos-N / Q3X. Novedad: 25 años de legibilidad si se almacena correctamente. 1 rollo	
6.2151.140	Cable Y USB A St - USB B St - Mini B St Cable Y para la conexión de una impresora USB al 912 / 913 / 914 pH / Conductometer. Por medio de este cable se puede conectar al mismo tiempo una impresora y la fuente de alimentación al aparato de medida.	