



700 Dosino

2.700.0010

Accionamiento para la unidad de dosificación, con cable fijo y enchufe macho de 9 pines (DB9).

Este producto ya no está disponible.

Partes/accesorios 2.700.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.700.0010	700 Dosino Accionamiento para Unidad de dosificación con cable fijo y conector de 9 polos (DB9).



1 PCS

6.1546.030

Pinza del pistón

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.



1 PCS

6.2134.200

Adapter DB9 St. /Mini Din8 Bu



1 PCS

6.2148.040

Cada de adaptador para Dosino 700 a partir de la serie 23



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2134.020	Adaptador conector DB9 / enchufe mini-DIN8 Toma DB9, enchufe mini-DIN8 para conexión de 700.0010 751, 758, 799 Titrinos, 756, 831 KF Coulometer, 711 Liquino.	