



700 Dosino

2.700.0020

El 700 Dosino es un accionamiento para la unidad de dosificación. Con cable fijo y enchufe Mini-DIN.

Este producto ya no está disponible.

Partes/accesorios 2.700.0020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.700.0020	700 Dosino El 700 Dosino es un accionamiento para unidad de dosificación. Con cable fijo y miniconector DIN.



1 PCS

6.1546.030

Pinza del pistón

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.



1 PCS

6.2148.040

Cada de adaptador para Dosino 700 a partir de la serie 23



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2134.010	Adaptador conector DB9 / conector mini-DIN8 Enchufe DB9, toma mini-DIN8. Por ej. para la conexión de Dosino 700.0020 con enchufe mini-DIN8 al 726, 796 Titroprocessors	
