



703 Ti Stand con agitador y bomba

2.703.0010

Stand de valoración compacto con agitador magnético y bomba integrada, para adición de disolvente y aspiración del contenido del recipiente de valoración.

Partes/accesorios 2.703.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.703.0010	703 Ti Stand con agitador y bomba
		Stand de valoración compacto con agitador magnético y bomba integrada, para adición de disolvente y aspiración del contenido del recipiente de valoración.



2 PCS

6.1446.040

Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1446.060

Tapón / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1543.110

Punta de dosificación, rosca M8

Punta de transferencia, rosca M8



2 PCS

6.1602.105

Adaptador para botella / GL 45 / verde

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca GL 45.



1 PCS

6.1608.023

Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45

Para Unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.



1 PCS

6.1608.030

Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.010

Tubo de adsorción con boquilla de tubo

Tapa con boquilla de tubo.



2 PCS

6.1801.000

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 7 mm / 1m





1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



Para 681 Pump Unit y 703 Ti Stand



Para orificios roscados M8. Para adaptador para botella 6.1602.1XX E2135y botellas 6.1608.0XX



1 PCS

6.2001.010

Consola de soporte con barra de soporte

Para Dosimats y Titrinos



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2023.020

Abrazadera para EN 14/15

Abrazadera para EN 14/15



1 PCS

6.2108.100

Cable de conexión para 622/649/703/728 / 0.5 m

Para la alimentación de agitadores 622, 649, 728 y del 703 Ti Stand desde aparatos de control y Dosimat correspondientes.



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones

