



728 Magnetic Stirrer con soporte

2.728.0040

Para ampliar los Dosimat 645, 685, 665/765, 715/775, 725/776, transformándolos en stands de valoración o para completar Titrino y Coulómetros KF; incluye placa de base con barra de soporte 6.2001.010 y portaelectrodos; sin bloque de alimentación, con cable fijo.

Partes/accesorios 2.728.0040

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.728.0010	728 Stirrer sin soporte Para montar en barra de soporte de 10 mm de diámetro; sin placa de base (resp. soporte) y sin barra de soporte; sin bloque de alimentación, pero con cable fijo.



1 PCS

6.1903.020

Varilla de agitador / 16 mm

Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 16 mm de largo



1 PCS

6.1903.030

Imán agitador / 25 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.



1 PCS

6.2001.010

Consola de soporte con barra de soporte

Para Dosimats y Titrinos



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2021.020

Portaelectrodo

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta



1 PCS

6.2723.130

Cubierta de protección 655/665/765

Cubierta de protección para 655, 665, 765 Dosimat

