

Pump Unit 772 «Succión»

2.772.0020

La bomba peristáltica para succionar soluciones y suspensiones tituladas. La versión «Succión» incluye una amplia variedad de accesorios para succionar. La bomba se pueden controlar mediante una Relay Box 731. Es apropiada para la extracción de disolventes.

Partes/accesorios 2.772.0020


Qt.	Order no.	Descripción	
1 PCS	6.1446.160	Tapón termómetro / B-14/15 / oblicuo Para inclinar piezas insertables en el cabezal de valoración 6.1458.010.	
1 PCS	6.1543.170	Punta de aspiración/Rosca M8 Punta de aspiración para los Sample Processors.	
1 PCS	6.1621.000	Bidón / 10 L Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.	

1 PCS

6.1805.510

Tubo PTFE/M8/60 cm

Con protección contra rotura.



1 PCS

6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m



2 PCS

6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva

Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristálticas.



1 PCS

6.1826.100

Tubo de bomba de 6,4 mm / 1 m

Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump Unit y 843 Pump Station (peristáltica).



1 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1826.160	Tubo de bomba Viton
	Para bombas peristálticas.

