

Pump Unit 772 «Lavado»

2.772.0030

Bomba peristáltica para lavar vasos de muestra y electrodos. La versión «Lavado» incluye una amplia variedad de accesorios para lavar. La bomba puede controlarse mediante una Relay Box 731. Es apropiada para la extracción de disolventes.

Partes/accesorios 2.772.0030

Qt.	Order no.	Descripción	
1 PCS	6.1621.000	Bidón / 10 L Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.	
3 PCS	6.1805.060	Tubo de FEP / M6 / 60 cm Con protección contra luz y doblado.	
1 PCS	6.1812.000	Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m	

2 PCS

6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva

Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristálticas.



1 PCS

6.1826.100

Tubo de bomba de 6,4 mm / 1 m

Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump Unit y 843 Pump Station (peristáltica).



1 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



3 PCS

6.2740.020

Tobera de atomización

Para una pulverización precisa de la solución de lavado.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1826.160	Tubo de bomba Viton Para bombas peristálticas.

