



772 Pump Unit – aspirate

2.772.0120

Bomba peristáltica para conectar directamente a procesadores de muestras. La versión «Aspirar» contiene una gran variedad de accesorios para aspirar las soluciones tituladas.

Partes/accesorios 2.772.0120

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.772.0110	772 Pump Unit
		Bomba peristáltica para conectar directamente a procesadores de muestras.



1 PCS

6.1446.160

Tapón termómetro / B-14/15 / oblicuo

Para inclinar piezas insertables en el cabezal de valoración 6.1458.010.



1 PCS

6.1543.170

Punta de aspiración/Rosca M8

Punta de aspiración para los Sample Processors.



1 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



2 PCS

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m




1 PCS

6.1805.510

Tubo PTFE/M8/60 cm

Con protección contra rotura.



1 PCS

6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m



2 PCS

6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva

Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristálticas.



1 PCS

6.1820.070

Acoplamiento 4 mm/6 mm/M8 interno

Para alargar tubos de aspirado en sistemas automatizados. Conectar el tubo de aspirado M8 directamente al tubo PTFE 6.1812.000.



1 PCS

6.1826.100

Tubo de bomba de 6,4 mm / 1 m

Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump Unit y 843 Pump Station (peristáltica).



1 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1826.160	Tubo de bomba Viton Para bombas peristálticas.	
6.2160.010	Cable adaptador/2 m/enchufe hembra M8/2 enchufes macho B Cable adaptador/2 m/enchufe hembra M8/ 2 enchufes macho B. Para 772 Pump Unit.	