



786 Swing Head con brazo pivotante de valoración, hacia la derecha o la izquierda

2.786.0030

Equipo adicional para Procesadores de muestras robóticos XL para valoración directa con recipientes de muestras de 75 mL y más grandes.

Partes/accesorios 2.786.0030

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.786.0010	786 Swing Head con cabezal de transferencia a la izquierda

Equipo adicional para Procesador de muestras robótico XL para la transferencia / el pipeto de recipientes de muestra pequeños a recipientes de valoración más grandes en la gradilla o a una celda de valoración externa que se puede colocar a la izquierda de la estación de trabajo.



1 PCS

6.1462.050

Brazo giratorio con cabezal de valoración para 786
Swing Head, girando a la izquierda o a la derecha

Cabezal de valoración para Swing Head



1 PCS

6.1808.040

Adaptador M6 exterior / M8 interior

Rosca M6 exterior, M8 interior.



1 PCS

6.1909.030

Hélice de agitador / 95 mm

Hélice de agitación, mango de PP, punta de PVDF. Longitud a partir del
borde inferior del esmerilado: 104 mm Para aplicaciones KF con Agitador
de varilla 722, 802



2 PCS

6.2042.030

Sujeción para punta de bureta (agitador de varilla)

Sujeción para disponer de forma segura puntas de bureta, tubos de
dosificación o aspiración usando un agitador de varilla en el recipiente de
valoración de un cambiador de muestras.



