



800 Dosino

2.800.0020

Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud 0.65 m).

Partes/accesorios 2.800.0020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.800.0040	800 Dosino (longitud del cable 0,65 m)

Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud 0,65 m).



Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.

