




801 Stirrer

2.801.0010

Agitador magnético sin soporte como complemento para los aparatos Titrino plus, Dosimat plus, Titrande, Sample Processor, 805 Dosimat y 780/781 pH Meter. Con cable fijo para MSB (Metrohm Serial Bus).

Partes/accesorios 2.801.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.801.0010	801 Stirrer

Agitador magnético sin soporte como complemento para los aparatos Titrino plus, Dosimat plus, Titrande, Sample Processor, 805 Dosimat y 780 /781 pH Meter. Con cable fijo para MSB (Metrohm Serial Bus).



1 PCS

6.1903.020

Varilla de agitador / 16 mm

Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 16 mm de largo



1 PCS

6.1903.030

Imán agitador / 25 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2001.090	Base ambos lados Consola de soporte doble para fijar dos 801, 803, 804 a un Titrande	
6.2151.010	Cable MSB enchufe / conector Cable de extensión para racores MSB y para Touch Control - Titrande. Miniconector DIN - Minienchufe DIN	
6.2070.000	Ampliación de superficie para el agitador 80X Permite agitar botellas de 1 y 2 L.	