



811 Online IC Process Analyzer (2 canales, 230 V)

2.811.0024

El cromatógrafo iónico online de 2 canales con calibración inline y preconcentración de muestras para la determinación simultánea de cationes y aniones con y sin supresión hasta en la gama de ultratrazas. 10 flujos de muestras independientes 230 V.

Partes/accesorios 2.811.0024

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.811.0024	811 Online IC Process Analyzer (2 canales, 230 V)
		Cromatógrafo iónico online de 2 canales con calibración inline y preconcentración de muestras para el análisis simultáneo de cationes y aniones con y sin supresión hasta la gama de ultratrazas. 10 corrientes de muestra independientes. 230 V.



3 PCS

6.1621.010

Bidón de PE / 30 L

Bidón de eluyentes para los aparatos CI online.



1 PCS

6.1609.000

Tubo de adsorbedor / grande y doblado

Para llenar con material de adsorción.



3 PCS

6.1621.110

Tapa para bidón de 30 L

Tapa para bidones de 30 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.




4 PCS

6.1826.020

Tubo flexible de bomba de PVC (azul/azul)

Para aparatos CI online y automatización en la voltimetría



1 PCS

6.2617.010

Herramienta para junta de pistón

Para retirar y montar la junta de pistón en todos los cabezales de bomba estándar



1 PCS

6.2621.000

Llave ajustable

Orificio máximo: 20 mm. Para aparatos CI



1 PCS

6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



2 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.



20 PCS

6.2744.140

Adaptador UNF 10/32 a 1/4-28

Adaptador para la conexión de capilares de 1/16 in a la posiciones del flujo de muestras de la CI online



1 PCS

6.2816.020

Jeringa 10 mL con conector Luer

Para diversas aplicaciones en CI y VA.



1 PCS

6.2816.040

Cánula de purgado

Con tubo de PTFE y conector Luer. Para jeringas. Para aspirar eluyentes.



1 PCS

6.2821.090

Filtro de aspiración

Tamaño de poros 27 µm. Kit de 5 unidades. Para tubo de aspiración (6.1834.000) y tubos de aspiración (6.1821.040) y (6.1821.050).




1 PCS



6.2821.130

Filtro de recambio para filtro inline

Filtro de recambio para filtro inline.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1803.030	Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i. / 3 m Tubo capilar para diálisis inline, para Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis	
6.1825.210	Bucle de muestras de PEEK 20 µL Para válvula de inyección, con 2 tornillos de presión PEEK	
6.1825.220	Bucle de muestra de PEEK 100 µL Para válvula de inyección, con 2 tornillos de presión PEEK	
6.1826.060	Tubo flexible de bomba (naranja/amarillo) Para Compact IC , Personal IC , Basic IC	

6.2741.020 Junta de pistón (naranja)
Para todos los cabezales de bomba estándar



6.2755.000 Caja de tubos
Para la bomba peristáltica de aparatos CI. Presión de apriete ajustable.



6.2824.070 Pistón de óxido de circonio, estándar
Pistón de bomba para todos los cabezales de bomba estándar



6.2831.000 Espejo de control
Para la determinación de posición



6.2832.000

Rotor MSM A

Rotor de supresor para todos los aparatos CI con MSM (Módulo Supresor Metrohm)



6.2832.010

Pieza de conexión para MSM y MSM-LC

Con tubos de alimentación y descarga. Para todos los aparatos CI con MSM (Metrohm Suppressor Module).

Para sustitución en los aparatos Professional IC de las generaciones 850, 881, 882 y 883 (producidos antes de 2017).



6.5904.030

Rotor, para inyector 6/2

Rotor para el inyector 6/2 en sistemas CI.



6.5904.050

Inyector con bucle interno de 0,25 µL

Inyector de plancha plana con bucle interno de 0,25 µL



6.5904.060

Rotor (bucle interno, 0,25 µL)

Rotor para inyector de plancha plana de 4 puertos (6.5904.050), bucle interno 0,25 µL



6.5904.070

Rotor (bucle interno, 1,0 µL)

Rotor para inyector de plancha plana de 4 puertos (6.9956.001), bucle interno 1,0 µL

