



823 Membrane Pump Unit – rinse

2.823.0030

Bomba de membrana para conexión directa a procesadores de muestras. La versión «Lavado» contiene un amplio surtido de accesorios para el lavado.

Partes/accesorios 2.823.0030

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.823.0010	823 Membrane Pump Unit

Bomba de membrana para conexión directa a los procesadores de muestras.



1 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



2 PCS

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



3 PCS

6.1805.060

Tubo de FEP / M6 / 60 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1808.170

Distribuidor de lavado y aspirado para Sample Processors

Distribuidor para montar en Sample Processors para lavar y aspirar en caso de usar bombas conectadas externamente.



1 PCS

6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m



1 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



3 PCS

6.2740.020

Tobera de atomización

Para una pulverización precisa de la solución de lavado.

