


# 824 Easy Sample Changer

2.824.0020

El cambiador de muestras económico para aplicaciones de rutina. Easy Sample Changer Micro: cambiador de muestras para valoraciones con pequeños volúmenes de muestra. Se pueden procesar en una pasada hasta 24 muestras con un volumen máximo de 75 mL. Con el equipo KFT, el Easy Sample Changer se convierte en un cambiador de muestras Karl Fischer.

## Partes/accesorios 2.824.0020

| Qt.   | Order no.  | Descripción                                                                                                                                            |                                                                                       |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.2034.020 | Ángulo de fijación para Magnetic Stirrer 741<br>Para montar el agitador magnético al «824 Easy Sample Changer                                          |    |
| 1 PCS | 6.2752.010 | Tapa de conector<br>Para 717, 730, 760 Sample Changer, IC Sample Processor, 774 Oven Sample Processor                                                  |  |
| 1 PCS | 1.741.0010 | 741 Magnetic Stirrer<br><br>Agitador magnético para cambiadores de muestras.<br><br>El agitador magnético se coloca debajo de la gradilla de muestras. |  |

24 PCS

6.1432.210

Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, 1  
unidad

Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, apto para gradillas  
6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 y 6.2041.900, 1 unidad



1 PCS

6.1453.250

Vaso de muestra de plástico (PP) de 250 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 250 mL, apto para  
gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820,  
6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad



1 PCS

6.1458.020

Cabezal de titulación / Conectores M10, 4 unidades

Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.



1 PCS

6.1805.110

Tubo de FEP / M6 / 80 cm

Con protección contra luz y doblado.



24 PCS

6.1903.030

Imán agitador / 25 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.



1 PCS

6.2041.340

Gradilla de muestras, 24 x 75 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm




1 PCS

6.2751.080

Cubierta de seguridad

Cubierta de seguridad para los Sample Processor de una torre sin 786 Swing Head.



# Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1453.220 | Vaso de muestra de plástico (PP) de 200 mL, 1 unidad                                                                                                                         |
|            | Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 200 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad |

