



826 ph mobile con Primatrode

2.826.0020

pH-metro portátil con interface IrDa, que incluye correa de transporte, baterías y Primatrode 6.0228.020 con NTC (IP67).

Partes/accesorios 2.826.0020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.826.0010	826 pH mobile

pH-metro portátil con interfaz IrDa, incl. cinturón y pilas.



1 PCS

6.2050.000

Correa de transporte para pH-Metro

Correa de transporte para 704, 826 pH meter.



1 PCS

6.2133.000

Pilas LR6, 1.5V, 4 unidades

1,5 V tipo LR6. Juego de 4 unidades. Para 704 pH Meter, 773 pH/mV Simulator



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2307.230	Soluciones tampón pH con pH 4/7/9 Cada juego de tampones consta de 10 bolsas (30 mL) de soluciones tampón pH con pH 4/7/9	
6.2325.000	juego pHit Juego de mantenimiento para electrodos de pH El juego contiene: • 50 mL solución de lavado • 50 mL solución de $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ • 50 mL solución de almacenamiento • 2 recipientes de almacenamiento • Instrucciones de uso	