



826 pH mobile con maleta para transporte

2.826.0110

pH-metro portátil con interfaz IrDa. Con maleta para transporte, múltiples accesorios para la calibración, incl. Primatrode 6.0228.020.

Partes/accesorios 2.826.0110

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.826.0010	826 pH mobile

pH-metro portátil con interfaz IrDa, incl. cinturón y pilas.



1 PCS

6.2050.000

Correa de transporte para pH-Metro

Correa de transporte para 704, 826 pH meter.



1 PCS

6.2716.040

Caja para 826 pH Meter

Maletín para 826 pH Meter y accesorios



1 PCS

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



1 PCS

6.1446.000

Tapón esmerilado / B-14/(15)



1 PCS

6.1613.020

Botella / 25 mL / Label pH 7 (vacío)



1 PCS

6.1613.030

Botella / 25 mL / Label pH 4 (vacío)



1 PCS

6.1614.000

Botella de salp./ 250 mL



3 PCS

6.1614.030

Botella de plástico / 50 mL

Botella de plástico 50 mL



1 PCS

6.2133.000

Pilas LR6, 1.5V, 4 unidades

1,5 V tipo LR6. Juego de 4 unidades. Para 704 pH Meter, 773 pH/mV Simulator



1 PCS

6.2307.230

Soluciones tampón pH con pH 4/7/9

Cada juego de tampones consta de 10 bolsas (30 mL) de soluciones tampón pH con pH 4/7/9



1 PCS

6.2308.050

Electrolito 3 mol/L KCl (50 ml)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ para sistemas de referencia Ag /AgCl)



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm



1 PCS

6.2717.000

Vaso de PP, 100 mL

Vaso de PP, 100 mL.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2325.000	juego pHit

Juego de mantenimiento para electrodos de pH

El juego contiene:

- 50 mL solución de lavado
- 50 mL solución de $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$
- 50 mL solución de almacenamiento
- 2 recipientes de almacenamiento
- Instrucciones de uso

