

pH Lab Irda 240V AUS

2.827.0017

Partes/accesorios 2.827.0017

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2161.040	Bloque de alimentación con enchufe AUS 240V/6V DC
		Bloque de alimentación con enchufe para 827 pH lab
		
1 PCS	6.2013.010	Anillo de ajuste
		Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.
		
1 PCS	6.2016.050	Barra de soporte / 300 mm
		

1 PCS

6.2021.020

Portaelectrodo

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor

