

pH Lab Irda 230V UK

2.827.0019

Partes/accesorios 2.827.0019

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2013.010	Anillo de ajuste Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.
		
1 PCS	6.2016.050	Barra de soporte / 300 mm
		
1 PCS	6.2021.020	Portaelectrodo Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta
		

1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2161.010

Bloque de alimentación con enchufe EU 230V/6V DC

Bloque de alimentación con enchufe para 827 pH lab

