



827 pH lab; 240 V, AUS con Primatrode

2.827.0117

pH-metro para laboratorio con interfaz IrDa y Primatrode 6.0228.010

Partes/accesorios 2.827.0117

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2161.040	Bloque de alimentación con enchufe AUS 240V/6V DC
		Bloque de alimentación con enchufe para 827 pH lab



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2016.050

Barra de soporte / 300 mm



1 PCS

6.2021.020

Portaelectrodo

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2307.230	Soluciones tampón pH con pH 4/7/9 Cada juego de tampones consta de 10 bolsas (30 mL) de soluciones tampón pH con pH 4/7/9	
6.2325.000	juego pHit Juego de mantenimiento para electrodos de pH El juego contiene: • 50 mL solución de lavado • 50 mL solución de $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ • 50 mL solución de almacenamiento • 2 recipientes de almacenamiento • Instrucciones de uso	