



833 Advanced IC Liquid Handling Dialysis Unit

2.833.0040

Módulo de preparación de muestras de diálisis para la determinación de aniones y cationes en matrices difíciles como, por ejemplo, leche, zumos de frutas, emulsiones, suspensiones, etc. Incluye bomba peristáltica bicanal. Membrana de acetato de celulosa 0.25 µm.

Partes/accesorios 2.833.0040

Qt.	Order no.	Descripción
7 PCS	6.1803.040	Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 1 m
		Tubo capilar para manipulación de muestras en la CI.



1 PCS

6.1831.050

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 40 cm

Para diálisis «inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler



1 PCS

6.1831.060

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 1 m

Para diálisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 PCS

6.2057.010

Soporte para celda de diálisis

Para la celda de diálisis en el espacio de columnas CI



1 PCS

6.2128.180

Cable de conexión 762/830 - 752/753/754/833

Para conexión Interface CI - Unidad de bomba CI, Módulo supresor CI, Unidad de diálisis CI o IC Liquid Handling Unit



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2714.010

Membrana de diálisis (acetato de celulosa)

Tamaño nominal de poros: 0.2 µm. Kit de 50 unidades. Para diálisis inline



1 PCS

6.2729.100

Celda de diálisis

Incl. 4 tapones ciegos 6.2744.060. Para diálisis inline



1 PCS

6.2744.000

Tornillo de presión de PVDF

Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de capilares de PTFE)



2 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



2 PCS

6.2744.034

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.




4 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



1 PCS


6.2831.010

Pincita de plástico

Para la diálisis y membranas de filtración



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1826.060	Tubo flexible de bomba (naranja/amarillo) Para Compact IC , Personal IC , Basic IC	
6.2714.030	Membrana de diálisis (poliamida) Para diálisis y filtración inline.	
6.2755.000	Caja de tubos Para la bomba peristáltica de aparatos CI. Presión de apriete ajustable.	