



833 IC Liquid Handling Ultra Filtration Unit

2.833.0050

Para ultrafiltración inline. Garantiza la extracción de partículas de la muestra. Bomba peristáltica bicanal con celda de ultrafiltración separada, por ej. para instalar en un 820 IC Separation Center.

Partes/accesorios 2.833.0050

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1803.040	Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 1 m Tubo capilar para manipulación de muestras en la CI.



1 PCS

6.1803.050

Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 20 cm

Tubo capilar para diálisis inline y filtración, para Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



2 PCS

6.1803.070

Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 40 cm

Tubo capilar para filtración, para IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



2 PCS

6.1803.080

Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 1 m

Capilar para filtración, para IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



1 PCS

6.1803.100

Capilar PTFE 0.5 mm d.i. / 40 cm

Tubo capilar para filtración y diálisis



1 PCS

6.2128.180

Cable de conexión 762/830 - 752/753/754/833

Para conexión Interface CI - Unidad de bomba CI, Módulo supresor CI,
Unidad de diálisis CI o IC Liquid Handling Unit



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2714.020

Membrana de filtración reg. celulosa, 0,2 µm, 50 uds.

Tamaño de poro nominal: 0,2 µm. Kit de 50 unidades. Para la filtración
inline.



1 PCS

6.2744.000

Tornillo de presión de PVDF

Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de
capilares de PTFE)



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.030

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 4x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 4 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.



1 PCS


6.2831.010

Pincita de plástico

Para la diálisis y membranas de filtración



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1803.030	Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i. / 3 m Tubo capilar para diálisis inline, para Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis	
6.1826.060	Tubo flexible de bomba (naranja/amarillo) Para Compact IC , Personal IC , Basic IC	
6.2755.000	Caja de tubos Para la bomba peristáltica de aparatos CI. Presión de apriete ajustable.	