



843 Pump Station (membrana)

2.843.0020

La 843 Pump Station (membrana) tiene dos bombas de membrana integradas. Estas se pueden controlar a través del interface, bien directamente por señales remotas o, manualmente, por medio de teclas.

Partes/accesorios 2.843.0020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.843.0020	843 Pump Station (membrana)
		La 843 Pump Station (membrana) tiene dos bombas de membrana integradas. Estas se pueden controlar a través del interface, bien directamente por señales remotas o, manualmente, por medio de teclas.



4 PCS

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



2 PCS

6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m



2 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2141.260	Cable de conexión «remote» Compact Sample Changer - Dosimat plus y Titrino plus Cable de distribución para conexión «remote del Compact Sample Changer a Dosimat plus y otros aparatos (p.ej. Titrino plus o Pump Station).	
6.2141.300	Cable para conexión «remote» 843 Pump Station - Sample Processor Cable de conexión «remote para la conexión directa de una 843 Pump Station a los conectores de bomba del Sample Processor	