



843 Pump Station (peristaltic)

2.843.0120

La 843 Pump Station (peristáltica) tiene integradas dos bombas peristálticas que se pueden controlar directamente desde el interface usando señales remotas o manualmente, pulsando una tecla.

Partes/accesorios 2.843.0120

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.843.0120	843 Pump Station (peristaltic)
		La 843 Pump Station (peristáltica) tiene integradas dos bombas peristálticas que se pueden controlar directamente desde el interface usando señales remotas o manualmente, pulsando una tecla.



4 PCS

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



2 PCS

6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m



4 PCS

6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva

Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristálticas.



1 PCS

6.1826.100

Tubo de bomba de 6,4 mm / 1 m

Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump Unit y 843 Pump Station (peristáltica).



2 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2141.260	Cable de conexión «remote» Compact Sample Changer - Dosimat plus y Titrino plus Cable de distribución para conexión «remote» del Compact Sample Changer a Dosimat plus y otros aparatos (p.ej. Titrino plus o Pump Station).	
6.2141.300	Cable para conexión «remote» 843 Pump Station - Sample Processor Cable de conexión «remote» para la conexión directa de una 843 Pump Station a los conectores de bomba del Sample Processor	
6.2761.000	Cubierta de seguridad para 843 Pump Station (peristáltica) La bomba peristáltica solo puede operarse con la cubierta de seguridad colocada.	