



843 VA Peristaltic Pump Station para los sistemas compactos VA

2.843.0140

La 843 Peristaltic Pump Station tiene dos bombas peristálticas incorporadas que se pueden controlar mediante señal Remote directamente desde el 797 VA Computrace. Sirve para el lavado y el vaciado automáticos del vaso de medida en sistemas CVS y VA automáticos y semiautomáticos con el 797 VA Computrace.

La variante para la voltamperometría dispone de todos los accesorios para el vaciado y el lavado automáticos del vaso de medida.

Partes/accesorios 2.843.0140

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.843.0120

843 Pump Station (peristaltic)

La 843 Pump Station (peristáltica) tiene integradas dos bombas peristálticas que se pueden controlar directamente desde el interface usando señales remotas o manualmente, pulsando una tecla.



4 PCS

6.1446.040

Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1456.210

Recipiente de medida 10-90 mL

Recipiente de medida para sistemas VA automatizados.



1 PCS

6.1602.115

Adaptador para botella / S 40 / verde

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca S 40 (Merck...).



2 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



1 PCS

6.1805.020

Tubo de FEP / M6 / 52 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1805.100

Tubo de FEP / M6 / 40 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1805.180

Tubo de FEP / M6 / 16 cm

Con protección contra luz y doblado.



4 PCS

6.1805.530

Tubo de FEP / M6 / 2 m

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1808.000

Manguito de conexión M6



2 PCS

6.1819.010

Tubo de PTFE

En la parte superior del vaso de lavado de los Stands VA



4 PCS

6.1820.020

Adaptador M10/M6

Racor con rosca M10 para tubos 6.1812.XXX y roscas M6 para tubos 6.1805.XXX.



4 PCS

6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva

Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristálticas.



1 PCS

6.1826.100

Tubo de bomba de 6,4 mm / 1 m

Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump Unit y 843 Pump Station (peristáltica).



1 PCS

6.1828.020

Conector de tubo quíntuple M6 para bidones

Para conectar hasta 5 tubos



1 PCS

6.1829.020

Tubo de aspiración de FEP / M6 / 0.5 m

Para unidades de dosificación




1 PCS

6.2141.280

Cable de conexión 843 Pump Station - 797 VA
Computrace

Cable para conexión a distancia entre el 797 VA Computrace y la 843
Pump Station.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1621.100	Tapa para bidón de 10 L Tapa para bidones de 10 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.	
6.1801.120	Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m	
6.1808.010	Pieza de conexión 2xM6 2 roscas exteriores M6. Pieza de racores para unidades intercambiables y para el 676 Sample Changer	
6.1812.000	Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m	

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.

