




863 Compact VA Autosampler

2.863.0020

El 863 Compact VA Autosampler es un Autosampler económico y que ocupa poco espacio para automatizar fácilmente sistemas VA en la analítica de trazas por voltamperometría con el 797 VA Computrace. Permite determinar series pequeñas de 18 muestras como máximo de 5 a 11 mL con una gran precisión.

Con bomba peristáltica para la transferencia de muestra. El aparato se suministra con la gradilla de muestras, todos los accesorios y el cable de conexión para el montaje de un puesto completo de trabajo.

Partes/accesorios 2.863.0020

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.863.0010

863 Compact IC Autosampler

El 863 Compact IC Autosampler es la ayuda ideal para los análisis de rutina. Con él se pueden automatizar los diferentes instrumentos de cromatografía iónica de Metrohm.




1 PCS

6.1822.410

Tubo capilar de conexión de PEEK

Tubo capilar de conexión para la transferencia de muestras con cambiadores de muestras, 1 x M6, diámetro interior 0.5 mm, para el análisis de trazas




2 PCS

6.1826.020

Tubo flexible de bomba de PVC (azul/azul)

Para aparatos CI online y automatización en la voltametría



1 PCS

6.1831.050

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 40 cm

Para diálisis «inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler



1 PCS

6.2141.230

Cable de conexión «remote» ; Cambiador de Muestras Compact ; - Titrino plus/Pump Station

Cable para conexión a distancia entre Compact Sample Changer /Compact Autosampler y Titrino plus y/o Pump Station.



1 PCS

6.2151.100

Adaptador USB Mini (OTG) - USB A

Para conexión de aparatos USB.



1 PCS

6.2621.090

Llave de boca 1/2 in.

Para tornillos 1/2 in. Para Procesadores de muestras CI



1 PCS

6.2621.130

Llave hexagonal 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



1 PCS

6.2743.057

Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



1 PCS


6.2744.070

Tornillo de presión corto

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



2 PCS 6.2744.160 Unión de tubo flexible de bomba con seguro
Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva




1 PCS 6.2833.030 Soporte de aguja 1/8 in. para 863
Compact Autosampler
Soporte de aguja 1/8 in. para 863 Compact Autosampler



1 PCS 6.2846.000 Aguja de muestras de óxido de circonio
Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler en la
voltamperometría.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station para los sistemas compactos VA	
	La 843 Membrane Pump Station tiene dos bombas de membrana incorporadas que se pueden controlar mediante señal Remote directamente desde el 797 VA Computrace. Sirve para el lavado y el vaciado automáticos del vaso de medida en sistemas CVS y VA automáticos y semiautomáticos con el 797 VA Computrace. La variante para la voltamperometría dispone de todos los accesorios para el vaciado y el lavado automáticos del vaso de medida.	
2.843.0140	843 VA Peristaltic Pump Station para los sistemas compactos VA	
	La 843 Peristaltic Pump Station tiene dos bombas peristálticas incorporadas que se pueden controlar mediante señal Remote directamente desde el 797 VA Computrace. Sirve para el lavado y el vaciado automáticos del vaso de medida en sistemas CVS y VA automáticos y semiautomáticos con el 797 VA Computrace. La variante para la voltamperometría dispone de todos los accesorios para el vaciado y el lavado automáticos del vaso de medida.	
6.2723.310	Cubierta protectora para Titrino Plus	
	Cubierta protectora para pantalla y teclado para todos los aparatos de la familia Titrino plus. Adecuado para: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus y 899 Coulometer.	

2000 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.

