



891 Professional Analog Out

2.891.0010

El 891 Professional Analog Out es un módulo adicional para los instrumentos CI inteligentes que permite transferir diferentes datos de cromatografía como señales analógicas a sistemas de registro de datos externos.

Partes/accesorios 2.891.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.891.0010	891 Professional Analog Out

El 891 Professional Analog Out es un módulo adicional para los instrumentos CI inteligentes que permite transferir diferentes datos de cromatografía como señales analógicas a sistemas de registro de datos externos.



1 PCS

6.2128.200

Cable 891 analógico

Cable analógico para conectar al convertidor A/D externo.



1 PCS

6.2156.070

Cable Extension Module - Professional IC, 1 m

Cable para conectar un Extension Module con un aparato Professional IC

