




898 XYZ Sample Changer 82 x 120 mL

2.898.0110

El 898 XYZ Sample Changer convence con su velocidad y el número de muestras que se pueden procesar sin supervisión. En el Sample Changer se pueden colocar dos gradillas de muestras con 41 vasos de 120 mL cada uno y procesarlas de forma continua. En cuanto se ha acabado de procesar la primera gradilla de muestra, se puede cambiar por una gradilla con nuevas muestras. Gracias a la estación de lavado integrada con bomba de membrana, los sensores utilizados están siempre en las mejores condiciones. El control se realiza a través de un ordenador mediante el software de titulación tiamo™.

Partes/accesorios 2.898.0110

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.898.0010	XYZ Sample Changer



2 PCS

6.1621.010

Bidón de PE / 30 L

Bidón de eluyentes para los aparatos CI online.



2 PCS

6.1236.020

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 con junta tórica.



2 PCS

6.1446.000

Tapón esmerilado / B-14/(15)



3 PCS

6.1446.010

Tapón

Para cambiador de muestras



1 PCS

6.1458.040

Cabezal de titulación/3 x EN 14

Cabezal de titulación para recipientes de muestras de 120 mL. Con 3 orificios EN 14 y 4 orificios de 6,4 mm, así como 2 puntas de dosificación incl. Indicado para juego de accesorios de lavado y extracción.



1 PCS

6.1459.300

Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 250 unidades

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 120 mL, apto para gradillas 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 y 6.9920.141, 250 unidades



2 PCS

6.1621.110

Tapa para bidón de 30 L

Tapa para bidones de 30 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.



2 PCS

6.1805.530


Tubo de FEP / M6 / 2 m

Con protección contra luz y doblado.








Gradilla de muestras para 41 vasos de 120 mL (6.1459.300) para el 898 XYZ Sample Changer. La gradilla tiene una entalladura para la estación de lavado externa y está numerada con los números 1 al 41. Se sitúa en la mitad izquierda del cambiador de muestras. En cada 898 XYZ SC se pueden colocar dos gradillas de muestras como máximo.



Gradilla de muestras para 41 vasos de 120 mL (6.1459.300) para el 898 XYZ Sample Changer. La gradilla de muestras tiene una entalladura para la estación de lavado externa, está numerada con los números 42 al 82 y se sitúa en la mitad derecha del cambiador de muestras. En cada 898 XYZ SC se pueden colocar dos gradillas de muestras como máximo.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2071.040	Gradilla de muestras 24 x 250 mL, para 898 XYZ SC, izquierda	
	Gradilla de muestras para 24 vasos de 250 mL (6.1432.320) para el 898 XYZ Sample Changer. La gradilla de muestras tiene una entalladura para la estación de lavado externa, está numerada con los números 1 al 24 y se sitúa en la mitad izquierda del cambiador de muestras. En cada 898 XYZ SC se pueden colocar dos gradillas de muestras como máximo.	
6.2071.050	Gradilla de muestras 24 x 250 mL, para 898 XYZ SC, derecha	
	Gradilla de muestras para 24 vasos de 250 mL (6.1432.320) para el 898 XYZ Sample Changer. La gradilla de muestras tiene una entalladura para la estación de lavado externa, está numerada con los números 25 al 48 y se sitúa en la mitad derecha del cambiador de muestras. En cada 898 XYZ SC se pueden colocar dos gradillas de muestras como máximo.	
6.7600.010	Cubeta de retención para el 898 XYZ Sample Changer	
	Cubeta de retención para el 898 XYZ Sample Changer.	
6.7600.020	Soporte para estación de lavado para el 898 XYZ Sample Changer	
	Soporte para estación de lavado para el 898 XYZ Sample Changer.	

6.7600.030

Estación de lavado para el 898 XYZ Sample Changer

Estación de lavado para el 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.040

Guía de tubo para el 898 XYZ Sample Changer

Guía de tubo para el 898 XYZ Sample Changer



6.7600.050

Soporte para cabezal de titulación para el 898 XYZ Sample Changer

Soporte para cabezal de titulación para el 898 XYZ Sample Changer



6.7600.060

Cubierta de seguridad para el 898 XYZ Sample Changer

Cubierta de seguridad para el 898 XYZ Sample Changer



6.7600.070

Kit de lavado y aspiración para el 898 XYZ Sample Changer


Kit de lavado y aspiración (FEP/TYGON) para el 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.080

Kit de reducción de lavado para el 898 XYZ Sample Changer

Kit de reducción de lavado para el 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.090

Fuente de alimentación de 24 voltios para el 898 XYZ Sample Changer

Fuente de alimentación de 24 voltios para el 898 XYZ Sample Changer.

