




898 XYZ Sample Changer 48 x 250 mL

2.898.0210

El 898 XYZ Sample Changer convence con su velocidad y el número de muestras que se pueden procesar sin supervisión. En el Sample Changer se pueden colocar dos gradillas de muestras con 24 vasos de 250 mL cada uno y procesarlas de forma continua. En cuanto se ha acabado de procesar la primera gradilla de muestra, se puede cambiar por una gradilla con nuevas muestras. Gracias a la estación de lavado integrada con bomba de membrana, los sensores utilizados están siempre en las mejores condiciones. El control se realiza a través de un ordenador mediante el software de titulación tiamo™.

Partes/accesorios 2.898.0210

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.898.0010	XYZ Sample Changer



2 PCS

6.1621.010

Bidón de PE / 30 L

Bidón de eluyentes para los aparatos CI online.



5 PCS

6.1236.020

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 con junta tórica.



50 PCS

6.1432.320

Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, 1
unidad

Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, apto para gradillas
6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820,
6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad



5 PCS

6.1446.000

Tapón esmerilado / B-14/(15)



3 PCS

6.1446.010

Tapón

Para cambiador de muestras



1 PCS

6.1458.010

Cabezal de titración / 6 x EN 14 y 3 x EN 9 orificio

Con 6 orificios EN 14 y 3 orificios EN 9.



2 PCS

6.1543.200

Punta de titulación / Rosca M6

Punta de titulación con válvula antidifusión.



2 PCS

6.1621.110

Tapa para bidón de 30 L

Tapa para bidones de 30 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.



2 PCS 6.1805.530 Tubo de FEP / M6 / 2 m

Con protección contra luz y doblado.



3 PCS 6.2709.070 Manguito guía

Para la fijación de las buretas y las puntas de dosificación en los cabezales de fijación y en los portaelectrodos.




1 PCS 6.6067.000 Lápiz USB para 898 XYZ Sample Changer




1 PCS 6.2071.040 Gradilla de muestras 24 x 250 mL, para 898 XYZ SC, izquierda


Gradilla de muestras para 24 vasos de 250 mL (6.1432.320) para el 898 XYZ Sample Changer. La gradilla de muestras tiene una entalladura para la estación de lavado externa, está numerada con los números 1 al 24 y se sitúa en la mitad izquierda del cambiador de muestras. En cada 898 XYZ SC se pueden colocar dos gradillas de muestras como máximo.



Gradilla de muestras para 24 vasos de 250 mL (6.1432.320) para el 898 XYZ Sample Changer. La gradilla de muestras tiene una entalladura para la estación de lavado externa, está numerada con los números 25 al 48 y se sitúa en la mitad derecha del cambiador de muestras. En cada 898 XYZ SC se pueden colocar dos gradillas de muestras como máximo.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2071.020	Gradilla de muestras para 898 XYZ SC 41 x 120 mL, izquierda Gradilla de muestras para 41 vasos de 120 mL (6.1459.300) para el 898 XYZ Sample Changer. La gradilla tiene una entalladura para la estación de lavado externa y está numerada con los números 1 al 41. Se sitúa en la mitad izquierda del cambiador de muestras. En cada 898 XYZ SC se pueden colocar dos gradillas de muestras como máximo.	
6.2071.030	Gradilla de muestras 41 x 120 mL, para 898 XYZ SC, derecha Gradilla de muestras para 41 vasos de 120 mL (6.1459.300) para el 898 XYZ Sample Changer. La gradilla de muestras tiene una entalladura para la estación de lavado externa, está numerada con los números 42 al 82 y se sitúa en la mitad derecha del cambiador de muestras. En cada 898 XYZ SC se pueden colocar dos gradillas de muestras como máximo.	
6.7600.010	Cubeta de retención para el 898 XYZ Sample Changer Cubeta de retención para el 898 XYZ Sample Changer.	
6.7600.020	Soporte para estación de lavado para el 898 XYZ Sample Changer Soporte para estación de lavado para el 898 XYZ Sample Changer.	

6.7600.030

Estación de lavado para el 898 XYZ Sample Changer

Estación de lavado para el 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.040

Guía de tubo para el 898 XYZ Sample Changer

Guía de tubo para el 898 XYZ Sample Changer



6.7600.050

Soporte para cabezal de titulación para el 898 XYZ Sample Changer

Soporte para cabezal de titulación para el 898 XYZ Sample Changer



6.7600.060

Cubierta de seguridad para el 898 XYZ Sample Changer

Cubierta de seguridad para el 898 XYZ Sample Changer



6.7600.070

Kit de lavado y aspiración para el 898 XYZ Sample Changer


Kit de lavado y aspiración (FEP/TYGON) para el 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.080

Kit de reducción de lavado para el 898 XYZ Sample Changer

Kit de reducción de lavado para el 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.090

Fuente de alimentación de 24 voltios para el 898 XYZ Sample Changer

Fuente de alimentación de 24 voltios para el 898 XYZ Sample Changer.

