



# 900 Touch Control

2.900.0010

Unidad de mando para Titrandos, USB Sample Processor, 856 Conductivity Module, 867 pH Module y 846 Dosing Interface. Pantalla táctil en color y de alta resolución, manejo sencillo e intuitivo gracias al acceso directo a los métodos a través de los favoritos. Con interface Ethernet integrada para la conexión directa a Internet e interface USB para la conexión de impresoras USB o una memoria USB.

Idiomas de diálogo: alemán, inglés, chino, francés, español, portugués, ruso, coreano, polaco e italiano.

## Partes/accesorios 2.900.0010


| Qt. | Order no. | Descripción |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

1 PCS

1.900.0010

900 Touch Control

Unidad de mando para Titrande, USB Sample Processor, 856 Conductivity Module, 867 pH Module y 846 Dosing Interface. Pantalla táctil en color y de alta resolución, manejo sencillo e intuitivo gracias al acceso directo a los métodos a través de los favoritos. Con interface Ethernet integrada para la conexión directa a Internet e interface USB para la conexión de impresoras USB o una memoria USB.



Idiomas de diálogo: alemán, inglés, chino, francés, español, portugués, ruso, coreano, polaco e italiano.

1 PCS

6.6064.010

Memoria USB para 900 Touch Control



1 PCS


6.2723.300

Cubierta protectora para 900 Touch Control

Cubierta protectora para 900 Touch Control



## Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2148.050 | Convertidor USB/RS-232 para 900 Touch Control<br><br>Amplía el 900 Touch Control con una interfaz RS-232 para la conexión de, p. ej., balanzas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 6.2151.030 | Cable USB A - USB B / 0,6 m<br><br>Cable de conexión USB A - USB B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 2.142.0100 | Impresora térmica Custom Q3X<br><br>Impresora compacta con interface USB para<br><ul style="list-style-type: none"><li>• 900 Touch Control</li><li>• 915 KF Ti-Touch</li><li>• 916 Ti-Touch</li><li>• 917 Coulometer</li><li>• 877 / 848 Titrino plus</li><li>• 865 / 876 Dosimat plus</li><li>• 91X Meter (cable 6.2151.140)</li><li>• Eco Dosimat / Titrator</li><li>• 862 Compact Titrosampler</li><li>• 870 KF Titrino plus</li><li>• 899 Coulometer</li></ul><br>Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB 6.2151.120. |  |

Empuñadura para la dosificación manual y la titulación manual con el 916 Ti-Touch y el 900 Touch Control. Requiere el producto 6.2148.010 Remote Box MSB.



Impresora de matriz compacta con USB e interfaz RS232 para

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titulador (+)
- 877 / 848 Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 899 Coulometer (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)



(+) El cable está incluido en el suministro básico