



## 909 UV Digester (230 V)

2.909.0014

Aparato de digestión para fotólisis UV de muestras de agua con una carga orgánica de baja a media. Para la preparación de muestras en la determinación de trazas mediante voltamperometría, cromatografía iónica y espectroscopia (AAS, ICP). Aparato integrado con unidad de mando y parte húmeda. Con refrigeración por aire y control automático de la temperatura y el tiempo de digestión. Para 12 muestras con un máximo de 12 mL de volumen por muestra. Aparato para 220...240 V y 50...60 Hz.

Partes/accesorios 2.909.0014

| Qt. | Order no. | Descripción |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

1 PCS

1.909.0014

909 UV Digester (230 V)

Aparato de digestión para fotólisis UV de muestras de agua con una carga orgánica de baja a media. Para la preparación de muestras en la determinación de trazas mediante voltamperometría, cromatografía iónica y espectroscopia (AAS, ICP). Aparato integrado con unidad de mando y parte húmeda. Con refrigeración por aire y control automático de la temperatura y el tiempo de digestión. Para 12 muestras con un máximo de 12 mL de volumen por muestra. Aparato para 220...240 V y 50...60 Hz.




1 PCS

6.1110.010

Sensor de temperatura Pt1000 para 909 UV Digester

Sensor de temperatura Pt1000 (clase B) de vidrio con cable fijo (0,5 m) para la conexión al 909 UV Digester.



12 PCS

6.1446.100

Tapón de PTFE para recipiente de muestras de cuarzo UV 12 mL

Para recipiente de muestras de cuarzo 6.2414.000



1 PCS

6.1446.190

Tapones de termómetro para sensor de temperatura Pt1000

Para sensor de temperatura Pt1000 6.1110.010 y recipiente de muestras de cuarzo de 12 mL 6.2414.000.



1 PCS

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



1 PCS

6.2041.240

Soporte de muestras para 12 recipientes de cuarzo de muestras de 12 mL

Para 909 UV Digester.



1 PCS

6.2225.000

Placa de advertencia de rayos UV

Para el 909 UV Digester



12 PCS

6.2414.000

Recipiente de muestra de cuarzo 12 mL

para 705 UV Digester



1 PCS

6.2621.100

Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor



---

1 PCS

6.2745.100

Placa protectora UV

Para 909 UV Digester.



---

1 PCS

6.2804.090

Lámpara de vapor de mercurio UV

Radiador de presión media de mercurio para 909 UV Digester.



# Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                  |                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2042.050 | Espaciador para sensor de temperatura Pt1000 |  |

---