



NIRS XDS SmartProbe Module (2 m de fibra)

2.921.0610

Sistema de medida robusto y flexible para el control de calidad de sustancias sólidas y líquidas

El NIRS XDS SmartProbe Analyzer permite análisis rápidos y no destructivos de sustancias y fórmulas sólidas y líquidas. Con el NIRS XDS SmartProbe Module se pueden determinar la identidad y la calidad de una sustancia directamente en los recipientes de transporte originales correspondientes, ya sean botellas, bolsas u otros recipientes. El diseño tanto robusto como ergonómico hace que el NIRS XDS SmartProbe Analyzer sea la solución ideal para el control de calidad en el almacén y el laboratorio. La utilización del NIRS XDS SmartProbe Analyzer resulta muy sencilla. Para la medida se coloca la sonda en la muestra y se pulsa el botón de medida. Los resultados Pass/Fail pueden leerse inmediatamente después de la medida en el mango.

El módulo XDS SmartProbe también está disponible con un filamento de 3 m de longitud (Número de pedido: 2.921.1620)

Partes/accesorios 2.921.0610

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Sistema de medida robusto y flexible para el control de calidad de sustancias sólidas y líquidas

El NIRS XDS SmartProbe Analyzer permite análisis rápidos y no destructivos de sustancias y fórmulas sólidas y líquidas. Con el NIRS XDS SmartProbe Module se pueden determinar la identidad y la calidad de una sustancia directamente en los recipientes de transporte originales correspondientes, ya sean botellas, bolsas u otros recipientes. El diseño tanto robusto como ergonómico hace que el NIRS XDS SmartProbe Analyzer sea la solución ideal para el control de calidad en el almacén y el laboratorio. La utilización del NIRS XDS SmartProbe Analyzer resulta muy sencilla. Para la medida se coloca la sonda en la muestra y se pulsa el botón de medida. Los resultados Pass/Fail pueden leerse inmediatamente después de la medida en el mango.



El módulo XDS SmartProbe también está disponible con un filamento de 3 m de longitud (Número de pedido: 2.921.1620)

El set de sondas intercambiables contiene una sonda de reflexión, una sonda de transflexión y distintos distanciadores, incluidos los tornillos de fijación para la configuración de longitudes de camino óptico variables (2 cm, 4 cm, 5 cm y 10 cm). Además, se añade una funda protectora para las sondas, una llave Allen y un anillo para juntas.



Este set es un componente del XDS SmartProbe Analyzer y del XDS Interactance OptiProbe Analyzer.