



NIRS DS2500 Polyol Analyzer

2.929.1000

Sólida espectroscopía del infrarrojo cercano para control de calidad de polioles en laboratorios y entornos de producción.

El NIRS DS2500 Polyol Analyzer es la solución flexible y probada para el control de calidad y el análisis rutinario de los polioles y cumple con las normas ASTM D6342-12 e ISO 15063:2011. Su diseño robusto hace que el NIRS DS2500 Polyol Analyzer sea resistente al polvo, la humedad y las vibraciones, lo que hace que sea especialmente adecuado para el uso en entornos de producción adversos.

El NIRS DS2500 Polyol Analyzer cubre toda la gama espectral de 400 a 2500 nm, calienta las muestras hasta 80 °C y proporciona resultados precisos en menos de un minuto. El NIRS DS2500 Polyol Analyzer está inmediatamente listo para su uso gracias a la precalibración para polioles y, debido a su manejo sencillo, ayuda al usuario a realizar las tareas rutinarias diarias.

Partes/accesorios 2.929.1000

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Sólida espectroscopía del infrarrojo cercano para control de calidad en el laboratorio y en el entorno de producción.

El DS2500 Liquid Analyzer es la solución probada y flexible para los análisis rutinarios de líquidos a lo largo de toda la cadena de producción. Su diseño robusto hace que el DS2500 Liquid Analyzer sea resistente al polvo, la humedad y las vibraciones, lo que hace que sea especialmente adecuado para el uso en entornos de producción adversos.



El DS2500 Liquid Analyzer cubre todo el rango espectral de 400 a 2500 nm, calienta las muestras hasta 80°C y es compatible con diferentes viales desechables y cubetas de cuarzo. El DS2500 Liquid Analyzer puede, por tanto, adaptarse a sus necesidades individuales de muestras y le ayuda a obtener resultados precisos y reproducibles en menos de un minuto. El reconocimiento integrado del portamuestras y el software intuitivo Vision Air garantizan además un funcionamiento fácil y seguro para el usuario.

En el caso de cantidades de muestra más grandes, la productividad se puede aumentar considerablemente utilizando una celda de flujo continuo en combinación con un robot de muestras Metrohm.

Soporte inteligente para viales desechables de vidrio de 8 mm de diámetro



2 PCS

6.7402.240

Vial desechable, 8 mm, para transmisión,
100 unidades

100 viales desechables de vidrio (borosilicato) con una longitud de recorrido óptico de 8 mm para el análisis de líquidos en transmisión. Los viales desechables se suministran con los correspondientes tapones de cierre (100 unidades).

Compatibles con:

- Soporte OMNIS NIR para vial de 8 mm (6.07401.070)
- Soporte DS2500 para viales desechables de 8 mm (6.7492.020)



1 PCS

6.6072.152

Vale para la precalibración de polioles



1 PCS

6.7494.500

Protección contra el calor para DS2500 Liquid
Analyzer

Protección contra el calor para DS2500 Liquid Analyzer como protección opcional para el análisis a altas temperaturas.



Vision Air - Software de espectroscopía universal.

Vision Air Complete es una solución de software moderna y fácil de usar para su empleo en entornos regulados.



Las ventajas de Vision Air son las siguientes:

- Aplicaciones de software individuales con interfaces de usuario personalizadas para garantizar un manejo intuitivo y fácil
- Fácil creación y mantenimiento de procedimientos operativos
- Base de datos SQL para una gestión de datos segura y sencilla

La versión Vision Air Complete (66072208) incluye todas las aplicaciones para el aseguramiento de la calidad mediante la espectroscopía Vis-NIR:

- Aplicación para la gestión de datos y aparatos
- Aplicación para el desarrollo de métodos
- Aplicación para análisis rutinarios

Más soluciones Vision Air Complete:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.7430.050 Bombilla de repuesto para NIRS DS2500

Bombilla de repuesto con 12,0 V y 35 W para NIRS DS2500 Analyzer



6.7494.000 Patrón de longitudes de onda DS2500

Patrón de longitudes de onda inteligente para el DS2500 Liquid Analyzer

