



TacticID-1064 ST Advanced

29530020

El TacticID®-1064 ST es un instrumento de análisis Raman de mano de 1064 nm para la identificación rápida sobre el terreno de explosivos, narcóticos y otros materiales sospechosos. La capacidad de vista a través del TacticID-1064 ST puede analizar muestras de forma no destructiva a través de embalajes opacos y transparentes, con un nivel de amenaza de la muestra que se visualiza con gran claridad para que actúen rápidamente con un mínimo de contacto con la muestra los equipos de respuesta rápida, el personal de seguridad, las fuerzas del orden, las unidades antiexplosivos, los funcionarios de aduanas y protección fronteriza, así como los equipos especializados en materiales peligrosos.

El TacticID-1064 ST utiliza la contrastada espectroscopía Raman, en combinación con la tecnología patentada STRaman®, que permite a los usuarios obtener una identificación procesable en tiempo real de sustancias químicas desconocidas, narcóticos, fármacos, explosivos y muchas otras sustancias, incluso a través de barreras opacas, lo que reduce significativamente la incertidumbre operativa y el tiempo de respuesta.

El TacticID-1064 ST con excitación láser de 1064 nm y accesorio ST para aplicaciones de vista a través explora una gran área de muestra, produciendo un espectro libre de fluorescencia. Así los usuarios pueden identificar muestras de calle difíciles, mezclas y materiales no homogéneos directamente a través del embalaje.

Este sistema con grado de protección IP68 cuenta con una pantalla táctil de alto brillo y/o interfaz de botones de hardware para facilitar su uso, incluso si se lleva puesto un equipo de protección.

El paquete TacticID-1064ST Advanced de Metrohm incluye el accesorio de vista a través, accesorio de uso general, accesorio de lente de trabajo corta (SWD), soporte de viales, accesorio de lente de trabajo larga (LWD), accesorio de ángulo recto, accesorio de poliestireno, sonda de transflexión, resistente maleta de transporte, cables, fuente de suministro eléctrico y gafas de seguridad para láser.

Partes/accesorios 29530020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	602709000	TacticID-1064 ST con maleta de transporte reforzada
		Resistente maleta de transporte para el TacticID-1064 ST
		
1 PCS	607507300	TacticID-1064 ST Basic con bolsa para accesorios inteligentes
		Bolsa para los accesorios del paquete TacticID-1064 ST Basic.
		
1 PCS	607507310	TacticID-1064 ST Advanced con bolsa para accesorios inteligentes
		Bolsa para los accesorios del paquete TacticID-1064 ST Advanced.
		

1 PCS

607509000

Accesorio inteligente, vista a través

TacticID-1064 ST con Smart Tip aporta un mayor tamaño de punto y profundidad de muestreo para la capacidad de vista a través sin que se quemen las muestras de color.



1 PCS

607509010

Accesorio inteligente, general

Smart Tip inteligente con una distancia de trabajo de 6 mm.



1 PCS

607509020

Accesorio inteligente, con lente de trabajo corta

Accesorio inteligente con lente de trabajo corta (SWD) y una distancia de trabajo de 1 mm.



1 PCS

607509030

Accesorio inteligente, soporte de vial

Smart Tip inteligente para viales. Admite viales de vidrio de 15 mm x 45 mm.



1 PCS

607509040

Accesorio inteligente, con lente de trabajo larga

Accesorio inteligente con lente de trabajo larga (LWD) y una distancia de trabajo de 8 mm.



1 PCS

607509050

Accesorio inteligente de ángulo recto

Adaptador de ángulo recto para medidas manos libres con el TacticID-1064 ST.



1 PCS

607509060

Accesorio inteligente, sonda de transflexión

Sonda de transflexión inteligente para la toma de muestras por contacto directo a una distancia de trabajo de aproximadamente 5 mm.

Longitud: 8 pulgadas

Presión de servicio: hasta 2 bar a temperatura ambiente



1 PCS

607509070

Accesorio de poliestireno para TacticID-1064 ST

Smart Tip inteligente para calibración y validación en el TacticID-1064 ST de Metrohm.



2 PCS 62133090 Bateria v2 para TactiID-1064 ST

Bateria v2 de iones de litio de 10,8 V para TactiID-1064 ST.



1 PCS 62169000 Adaptador de conector internacional

Adaptador de conector internacional universal.



1 PCS 6.2169.010 Suministro eléctrico, 15 V, 3 A

Suministro eléctrico, 15 V, 3 A



1 PCS 62169020 Cable USB-C a USB-C, 1,8 m

Cable MS USB-C a USB-C, 1,8 m.



1 PCS

62169030

Memoria USB con conexión sobre la marcha

Memoria USB para TacticID-1064 ST para compartir datos y actualizar el sistema.



1 PCS

62169040

Cargador de coche para TacticID-1064 ST

El cargador de coche USB-C para TacticID-1064 ST habilita la carga rápida dentro de un vehículo.



1 PCS

66079010

Librería de materiales ilícitos y productos químicos en general para el TacticID-1064 ST de Metrohm

La librería Raman de materiales ilícitos y productos químicos en general para el TacticID-1064 ST de Metrohm incluye drogas, químicos industriales tóxicos, materiales industriales tóxicos, precursores y productos químicos en general.



1 PCS

67530070

Correa de muñeca para TacticID-1064 ST

Correa de muñeca para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



1 PCS



67560050

Gafas de seguridad para láser, 1064 nm de longitud de onda

Gafas de seguridad para láser, 1064 nm de longitud de onda.




Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
62169050	Base manual de carga de batería para TactiID-1064 ST Base manual de carga de la batería v2 de iones de litio de 10,8 V del TactiID-1064 ST.	
66079000	Librería Raman completa para el TactiID-1064 ST de Metrohm Librería Raman completa de Metrohm: más de 29 000 entradas de espectros de productos químicos, minerales, químicos orgánicos, disolventes, polímeros, colorantes y pigmentos, químicos industriales tóxicos, materiales industriales tóxicos, inorgánicos y organometálicos, productos de cuidado personal y materiales ilícitos para el TactiID-1064 ST de Metrohm.	
66079020	Metrohm TactiID-1064 ST MCRL: Inorgánicos y organometálicos Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) para inorgánicos y organometálicos para el TactiID-1064 ST de Metrohm.	
66079030	MCRL Metrohm TactiID-1064 ST: Orgánicos Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos para el TactiID-1064 ST de Metrohm.	

66079040

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL: Productos de cuidado personal

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de productos de cuidado personal para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079050

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL: Polímeros y aditivos de polímeros


Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de polímeros y aditivos de polímeros para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079060

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL: Colorantes, pigmentos y tintes


Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de colorantes, pigmentos y tintes para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079070

TDL-EXP: Metrohm TacticID-1064 ST Librería de explosivos


TDL-EXP: Librería de explosivos para el TacticID-1064 ST de Metrohm



66079080

TDL-XM-CWA: Metrohm TactiClD-1064 ST Librería de agentes de guerra química

TDL-XM-CWA: Librería de agentes de guerra química (CWA) para el TactiClD-1064 ST de Metrohm.



66079310

Librería MCRL de API de Metrohm para TactiClD-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de ingredientes farmacéuticos activos (API) para TactiClD-1064 ST.



66079130

Librería de minerales de Metrohm para TactiClD-1064 ST

Librería de minerales de Metrohm para TactiClD-1064 ST.



66079290

Librería MCRL de pesticidas de Metrohm para TactiClD-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de pesticidas para TactiClD-1064 ST.



66079300

Librería MCRL de bioquímicos de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de bioquímicos para TacticID-1064 ST.



66079090

Librería MCRL de orgánicos – halogenados de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – halogenados para TacticID-1064 ST.



66079100

Librería MCRL de orgánicos – grupo del nitrógeno de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del nitrógeno para TacticID-1064 ST.



66079110

Librería MCRL de orgánicos – grupo del oxígeno de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del oxígeno para TacticID-1064 ST.



66079120

Librería MCRL de orgánicos – grupo del azufre de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del azufre para TacticID-1064 ST.



BWT-840001154 Bolsa de hombro para la serie HH Raman

Bolsa de hombro para la serie TacticID. Fabricada con tela de alta resistencia 1000d, múltiples bolsillos estratégicamente situados y un compartimento de diseño resistente al deterioro para un uso intensivo. Compatible con todos los productos TacticID y NanoRam. Solo para fines de transporte.

TID-SBG

