



TacticID-1064 ST Flex

29530030

El paquete Metrohm TacticID-1064 ST Flex permite al usuario personalizar el Metrohm TacticID-1064 ST según sus necesidades. El paquete Flex incluye los componentes esenciales necesarios para manejar el Metrohm TacticID-1064 ST, pero no incluye los Smart Tip. Se requiere al menos un Smart Tip para el manejo.

El paquete TacticID-1064 ST Flex incluye el accesorio de poliestireno, un cable USB-C a USB-C (1,8 m), una fuente de alimentación (15 V 3 A) y una batería v2 para TacticID-1064 ST.

Partes/accesorios 29530030

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

66079010

Librería de materiales ilícitos y productos químicos en general para el TactiID-1064 ST de Metrohm

La librería Raman de materiales ilícitos y productos químicos en general para el TactiID-1064 ST de Metrohm incluye drogas, químicos industriales tóxicos, materiales industriales tóxicos, precursores y productos químicos en general.



1 PCS

607509070

Accesorio de poliestireno para TactiID-1064 ST

Smart Tip inteligente para calibración y validación en el TactiID-1064 ST de Metrohm.



1 PCS

62133090

Batería v2 para TactiID-1064 ST

Batería v2 de iones de litio de 10,8 V para TactiID-1064 ST.



1 PCS

6.2169.010

Suministro eléctrico, 15 V, 3 A

Suministro eléctrico, 15 V, 3 A



1 PCS

62169020

Cable USB-C a USB-C, 1,8 m

Cable MS USB-C a USB-C, 1,8 m.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
602709000	TacticID-1064 ST con maleta de transporte reforzada Resistente maleta de transporte para el TacticID-1064 ST	
607507300	TacticID-1064 ST Basic con bolsa para accesorios inteligentes Bolsa para los accesorios del paquete TacticID-1064 ST Basic.	
607507310	TacticID-1064 ST Advanced con bolsa para accesorios inteligentes Bolsa para los accesorios del paquete TacticID-1064 ST Advanced.	
607509000	Accesorio inteligente, vista a través TacticID-1064 ST con Smart Tip aporta un mayor tamaño de punto y profundidad de muestreo para la capacidad de vista a través sin que se quemen las muestras de color.	

607509010 Accesorio inteligente, general

Smart Tip inteligente con una distancia de trabajo de 6 mm.



607509020 Accesorio inteligente, con lente de trabajo corta

Accesorio inteligente con lente de trabajo corta (SWD) y una distancia de trabajo de 1 mm.



607509030 Accesorio inteligente, soporte de vial

Smart Tip inteligente para viales. Admite viales de vidrio de 15 mm x 45 mm.



607509040 Accesorio inteligente, con lente de trabajo larga

Accesorio inteligente con lente de trabajo larga (LWD) y una distancia de trabajo de 8 mm.



607509050

Accesorio inteligente de ángulo recto

Adaptador de ángulo recto para medidas manos libres con el TacticID-1064 ST.



607509060

Accesorio inteligente, sonda de transflexión

Sonda de transflexión inteligente para la toma de muestras por contacto directo a una distancia de trabajo de aproximadamente 5 mm.

Longitud: 8 pulgadas

Presión de servicio: hasta 2 bar a temperatura ambiente



62169000

Adaptador de conector internacional

Adaptador de conector internacional universal.



62169030

Memoria USB con conexión sobre la marcha

Memoria USB para TacticID-1064 ST para compartir datos y actualizar el sistema.



62169040

Cargador de coche para TacticID-1064 ST

El cargador de coche USB-C para TacticID-1064 ST habilita la carga rápida dentro de un vehículo.



62169050

Base manual de carga de batería para TacticID-1064 ST

Base manual de carga de la batería v2 de iones de litio de 10,8 V del TacticID-1064 ST.



66079000

Librería Raman completa para el TacticID-1064 ST de Metrohm


Librería Raman completa de Metrohm: más de 29 000 entradas de espectros de productos químicos, minerales, químicos orgánicos, disolventes, polímeros, colorantes y pigmentos, químicos industriales tóxicos, materiales industriales tóxicos, inorgánicos y organometálicos, productos de cuidado personal y materiales ilícitos para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079020

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL: Inorgánicos y organometálicos


Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) para inorgánicos y organometálicos para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079030

MCRL Metrohm TacticID-1064 ST: Orgánicos


Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079040

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL: Productos de cuidado personal


Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de productos de cuidado personal para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079050

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL: Polímeros y aditivos de polímeros


Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de polímeros y aditivos de polímeros para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079060

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL: Colorantes, pigmentos y tintes


Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de colorantes, pigmentos y tintes para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079070

TDL-EXP: Metrohm TacticID-1064 ST Librería de explosivos


TDL-EXP: Librería de explosivos para el TacticID-1064 ST de Metrohm



66079080

TDL-XM-CWA: Metrohm TacticID-1064 ST Librería de agentes de guerra química

TDL-XM-CWA: Librería de agentes de guerra química (CWA) para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079120

Librería MCRL de orgánicos – grupo del azufre de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del azufre para TacticID-1064 ST.



66079130

Librería de minerales de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería de minerales de Metrohm para TacticID-1064 ST.



66079290

Librería MCRL de pesticidas de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de pesticidas para TacticID-1064 ST.



66079300

Librería MCRL de bioquímicos de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de bioquímicos para TacticID-1064 ST.



66079310

Librería MCRL de API de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de ingredientes farmacéuticos activos (API) para TacticID-1064 ST.



66079090

Librería MCRL de orgánicos – halogenados de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – halogenados para TacticID-1064 ST.



66079100

Librería MCRL de orgánicos – grupo del nitrógeno de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del nitrógeno para TacticID-1064 ST.



66079110

Librería MCRL de orgánicos – grupo del oxígeno de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del oxígeno para TacticID-1064 ST.



67530070

Correa de muñeca para TacticID-1064 ST

Correa de muñeca para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



67560050

Gafas de seguridad para láser, 1064 nm de longitud de onda

Gafas de seguridad para láser, 1064 nm de longitud de onda.



Bolsa de hombro para la serie TacticID. Fabricada con tela de alta resistencia 1000d, múltiples bolsillos estratégicamente situados y un compartimento de diseño resistente al deterioro para un uso intensivo. Compatible con todos los productos TacticID y NanoRam. Solo para fines de transporte.

TID-SBG

