



Ecotrode Gel con Pt1000

6.00221.600

Electrodo pH (electrolito gel) sin mantenimiento con sensor de temperatura (Pt1000) integrado para medidas de pH rutinarias en muestras similares. Este electrodo se guarda en una solución con $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000) y no es apto para soluciones pobres en iones.

El indicador de envejecimiento muestra la necesidad de reemplazar el electrodo en una etapa temprana.

Partes/accesorios 6.00221.600

Qt.	Order no.	Descripción
1 Stk	6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2308.000	Elektrolyt KCl-sat. (250 mL) Elektrolyt KCl (gesättigt), 250 mL



6.2104.600	Cable de electrodo para el cabezal enchufable U/enchufe macho F de 2 x 2 mm B, 1m
------------	---

Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm U a aparatos Metrohm con toma F.



6.2104.610	Cable de electrodo para el cabezal enchufable U/enchufe macho F + 2 x 2 mm B, 2 m
------------	---

Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm U a aparatos Metrohm con toma F.

