



Mikro-Au-Titrode (longitud de instalación de 30,8 cm)

6.00435.120

Electrodo de anillo de oro combinado con una membrana de vidrio de pH como electrodo de referencia, longitud de instalación = 30,8 cm, cónico hasta 6,4 mm de diámetro.

Este electrodo no precisa mantenimiento y es apto para titulaciones redox con un valor de pH constante, por ejemplo:

- Determinación de la demanda química de oxígeno (CSB, ferrometría)
- Determinación de penicilina y ampicilina
- Titulaciones con $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$
- Titulaciones en presencia de cromo o hierro

Este electrodo se conserva en agua destilada.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.

