



Metrosep A Supp 4 - 250/2,0

6.01021.230

La columna Metrosep A Supp 4 - 250/2,0 microbore es una columna extraordinariamente robusta con muy buenas propiedades de separación. La fase de separación consta de partículas de alcohol polivinílico de 9 µm de diámetro cubiertas con grupos de amonio cuaternarios. Esta construcción garantiza una elevada estabilidad y mayor tolerancia a partículas muy finas que podrían pasar la placa del filtro integrada. La Metrosep A Supp 4 - 250/2,0 tiene una capacidad de intercambio iónico media y es especialmente apropiada para todas las tareas rutinarias en el análisis de agua.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01021.600	Metrosep A Supp 4 Guard/2,0

La Metrosep A Supp 4 Guard/2,0 protege de forma fiable las columnas de aniones Metrosep A Supp 4 - 250/2,0 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.

