



Metrosep A Supp 17 - 150/4,0

6.01032.420

La columna de separación Metrosep A Supp 17 - 150/4,0 es la columna predilecta para las determinaciones de aniones que precisan una buena eficacia de separación y tiempos de separación cortos a temperatura ambiente. El máximo flujo de 1,4 mL/min proporciona en estos casos la posibilidad de optimizar la determinación. Las columnas Metrosep A Supp 17 convencen por su buena relación calidad-precio.

Partes/accesorios 6.01032.420

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para Cl, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.01032.500	Metrosep A Supp 17 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 17 Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 17 contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se enrosca directamente en la columna analítica. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	
6.01032.510	Metrosep A Supp 17 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 17 S-Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 17 contra las contaminaciones. La columna de protección se une fácilmente a la columna de separación mediante una conexión capilar. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	
6.01032.530	Metrosep A Supp 17 S-Guard - 50/4,0	
	La Metrosep A Supp 17 S-Guard 50/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 17 contra las contaminaciones. La columna de protección se une fácilmente a la columna de separación mediante una conexión capilar. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	