



Metrosep A Supp 18 - 250/4.0

6.01033.430

La selectividad de las columnas Metrosep A Supp 18 está específicamente diseñada para trabajar con eluyentes de hidróxido. La Metrosep A Supp 18 - 250/4.0 es la versión más larga de columna A Supp 18. Gracias al pequeño tamaño de las partículas, de 3,5 μm , se consiguen altas eficiencias de separación. Los picos simétricos permiten determinar fácilmente los aniones, incluso en gamas de concentración bajas de $\mu\text{g/L}$. La Metrosep A Supp 18 - 250/4.0 es especialmente adecuada para la separación de los oxohalogenuros clorito, bromato y clorato además de los aniones estándar a temperatura ambiente.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

La Metrosep A Supp 18 Guard/4.0 protege eficazmente la columna de separación analítica Metrosep A Supp 18 contra las contaminaciones de la muestra o del eluyente. Contiene el mismo material de separación que las columnas de separación Metrosep A Supp 18, también es de poliéter-cetona y se enrosca directamente en la columna de separación correspondiente prácticamente sin volumen muerto ("On Column Guard System"). La columna de protección prolonga la vida útil de la columna analítica, sin influir en su eficacia de separación cromatográfica.

