



Metrosep A Supp 18 Guard/4.0

6.01033.500

La Metrosep A Supp 18 Guard/4.0 protege eficazmente la columna de separación analítica Metrosep A Supp 18 contra las contaminaciones de la muestra o del eluyente. Contiene el mismo material de separación que las columnas de separación Metrosep A Supp 18, también es de poliéter-éter-cetona y se enrosca directamente en la columna de separación correspondiente prácticamente sin volumen muerto ("On Column Guard System"). La columna de protección prolonga la vida útil de la columna analítica, sin influir en su eficacia de separación cromatográfica.

Partes/accesorios 6.01033.500

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para Cl, por ej., para cerrar columnas.

