



Metrosep A Supp 19 - 50/4,0

6.01034.450

La familia de productos Metrosep A Supp 19 se caracteriza muy especialmente por sus sobresalientes propiedades de separación y su elevada capacidad. La Metrosep A Supp 19 - 50/4,0 es la columna más corta de la serie y lleva estos puntos fuertes a un nivel superior para aplicaciones que requieran un análisis ultrarrápido. Al ofrecer tiempos de elución extraordinariamente cortos y excelentes formas de pico, esta columna de separación está pensada para laboratorios que requieran obtener el máximo rendimiento sin perder fiabilidad.

A pesar de la corta longitud de la columna, la versión Metrosep A Supp 19 - 50/4,0 aporta un rendimiento sumamente estable ante presiones y caudales elevados; así se asegura la misma robustez mecánica, térmica y química que se encuentra en toda la gama Metrosep A Supp 19. Por esta razón, es la opción ideal para análisis de rutina rápidos en los cuales la velocidad, la estabilidad y la reproducibilidad resultan esenciales.

Debido a su material de relleno optimizado y su alta capacidad de intercambio aniónico, la Metrosep A Supp 19 - 50/4,0 hace posible la determinación fiable de aniones estándar en tan solo cuatro minutos. Sus tiempos de análisis excepcionalmente cortos favorecen el procesamiento de un altísimo número de muestras, lo que se traduce en una ventaja importante para laboratorios por contrato, flujos de trabajo de cribado y cualquier entorno en el que sea fundamental una cromatografía iónica eficiente en términos de tiempo.

Partes/accesorios 6.01034.450

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01034.500	Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 La Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 protege fiablemente las columnas de separación de aniones de la familia de productos Metrosep A Supp 19 frente a contaminaciones provenientes de la muestra o del eluyente, lo que le permite prolongar considerablemente la vida útil de estas columnas. Las precolumnas y las columnas de separación de la familia de productos Metrosep A Supp 19 están hechas de PEEK y rellenas con el mismo material. Esto evita con absoluta seguridad cualquier deterioro de la eficacia de separación cromatográfica. El «On Column Guard System» permite enroscar directa y cómodamente la precolumna en la columna de separación de aniones. Gracias a su precio económico y a su fácil manejo, la Metrosep A Supp 19 Guard/4,0 es la protección ideal para la columna de separación.

