



Metrosep A Supp 20 Guard/4,0

6.01035.500

La Metrosep A Supp 20 Guard/4,0 aporta una protección fiable para las columnas de separación Metrosep A Supp 20, impidiendo que los contaminantes provenientes de la muestra o del eluyente entren en la columna de separación. Al estar rellena con la misma fase estacionaria que las columnas de separación correspondientes y al estar alojada en una carcasa de PEEK químicamente estable, esta precolumna preserva el rendimiento y prolonga la vida útil de la columna de separación principal sin menoscabar la calidad cromatográfica.

Partes/accesorios 6.01035.500

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

