



Metrosep A Supp 21 - 150/4,0

6.01036.420

Las columnas Metrosep A Supp 21 están diseñadas para la operación con eluyentes a base de hidróxido y ofrecen una extraordinaria eficacia de separación combinada con una capacidad muy elevada. Las partículas pequeñas (4,6 µm) a base de poliestireno-divinilbenceno hidrofílicizado garantizan picos pronunciados. La fase estacionaria muestra una gran estabilidad a la temperatura, la presión y el valor de pH; por ello es adecuada para condiciones de trabajo extremas.

La versión reducida de la Metrosep A Supp 21 - 150/4,0 es adecuada para la determinación de aniones estándar (fluoruro, cloruro, nitrito, bromuro, nitrato, sulfato y fosfato) en todas las clases de muestras de agua a temperatura ambiente. Gracias a su eficacia de separación, supera los requisitos del método estadounidense EPA 300.1 A y la norma DIN EN ISO 10304-1. La elevada capacidad de la columna permite la cuantificación de aniones en bajas concentraciones a nivel de µg/L con excelente reproducibilidad, incluso en las matrices de muestras más exigentes.

Partes/accesorios 6.01036.420

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

