



Metrosep C 6 - 150/2,0

6.01051.220

El material C 6 tiene una gran capacidad y convierte a la columna Metrosep C 6 - 150/4,0 versión microbore en la solución óptima para separar cationes estándar con grandes diferencias de concentración en tiempos de retención razonables. Las aguas potables con bajos contenidos de amonio pueden determinarse con esta columna.

La columna es apta para el uso en el acoplamiento IC-MS.

Partes/accesorios 6.01051.220

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01051.600	Metrosep C 6 Guard/2,0

La Metrosep C 6 Guard/2,0 está hecha a base del material de la columna C 6 y sirve para proteger frente a las partículas y la contaminación. Con ello se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. La Metrosep C 6 Guard/2,0 funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto directamente en la columna de separación correspondiente.

A photograph of a Metrosep C 6 Guard/2,0 cartridge. It is a small, cylindrical component with a tan-colored body and two green plastic caps at the ends. A small label on the side reads "Metrosep Guard C 6 2,0".

