



Metrosep C Supp 2 - 100/4.0

6.01053.410

El material de separación de la Metrosep C Supp 2 está basado en un copolímero de divinilbenceno-poliestireno con grupos carboxilo. Es adecuada para la determinación y separación de cationes monovalentes y bivalentes. La Metrosep C Supp 2 - 100/4.0 es la columna de separación más corta de la familia Metrosep C Supp 2. Es particularmente adecuada para la determinación de cationes estándar. Es posible alcanzar límites de determinación muy bajos en la gama de $\mu\text{g} / \text{L}$ gracias al ruido de línea de base posterior a la supresión secuencial extremadamente bajo.

Partes/accesorios 6.01053.410

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01053.500	Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C Supp 2 y se usa para proteger las columnas de cationes Metrosep C Supp 2. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 también funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto directamente en la columna de separación correspondiente.

