



Metrosep C Supp 2 - 150/4.0

6.01053.420

La Metrosep C Supp 2 - 150/4.0 es la columna de separación estándar de la familia Metrosep C Supp 2. Es adecuada para la separación y determinación de cationes monovalentes y bivalentes con una excelente separación de sodio/amonio. El material de separación de la Metrosep C Supp 2 está basado en un copolímero de divinilbenceno-poliestireno con grupos carboxilo. La columna se usa con supresión secuencial. Por lo tanto, es especialmente adecuada para la determinación de concentraciones en la gama media de $\mu\text{g/L}$ e inferiores.

Partes/accesorios 6.01053.420

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para Cl, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01053.500	Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C Supp 2 y se usa para proteger las columnas de cationes Metrosep C Supp 2. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 también funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto directamente en la columna de separación correspondiente.

