



Metrosep C Supp 2 - 250/4.0

6.01053.430

La columna más larga de la familia Metrosep C Supp 2 es la Metrosep C Supp 2 - 250/4.0. El material de separación de la Metrosep C Supp 2 está basado en un copolímero de divinilbenceno-poliestireno con grupos carboxilo. Gracias a la separación optimizada de sodio y amonio que ofrece este material de separación, esta columna es perfectamente adecuada para la determinación de concentraciones muy bajas de amonio, además de una gran cantidad de sodio. La columna se usa con supresión secuencial. Por lo tanto, es especialmente adecuada para la determinación de concentraciones en la gama media de $\mu\text{g/L}$ e inferiores.

Partes/accesorios 6.01053.430

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para Cl, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01053.500	Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C Supp 2 y se usa para proteger las columnas de cationes Metrosep C Supp 2. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. La Metrosep C Supp 2 Guard/4,0 también funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto directamente en la columna de separación correspondiente.

